

## Solución estándar NaCl 5,84 g/L



HI7088L es una solución estándar de NaCl de alta calidad de 5.84 g/l para la calibración de medidores de salinidad y ISE de sodio producida de acuerdo con las normas ISO 3696 / BS3978.

Disponible en:

HI7088L: Botella 500ml

HI7088M: Botella 230ml

HI8088L: Botella 500ml FDA

Referencia: -

Paquete	botellas	
tamaño	230 ml	
Cantidad		1
Certificado de análisis	No	