

Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 2,3 g/L



HI7080 es una botella de solución estándar de sodio de 2.3 g / L de calidad superior para los ISE.

Las soluciones estándar de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones estándar de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.
- Diferentes presentaciones: Botella de 230 mL o 500 mL.

Referencia: -

Concentración	2.3 g / L de sodio
Paquete tamaño	botellas 230 ml
Cantidad	1
Certificado de análisis	No