

Solución estándar para electrodo ISE de Sodio 23 g/L



Solución estándar de calidad superior de Na + (sodio) para electrodos de ión selectivo ISE. Las soluciones estándar de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones estándar de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Diferentes modelos, según concentración: 23 g / L, 0,23 g / L
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.

Diferentes presentaciones disponibles, botella de 230 mL o 500 mL..

Referencia: -

Paquete	botellas	
tamaño	230 ml	
Cantidad		1
Certificado de análisis	No	