

Solución estándar para ISE de Sodio 0,23 g/L



Solución estándar de 0.23 g/L de Na⁺ (sodio) de calidad superior para ISE. La línea de soluciones estándar de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- 0,23 g/l de solución estándar de Na + (sodio) para ISE
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.
- Disponible en diferentes formatos: 230 ml y 500 ml.

Referencia: -