

## Solución estándar Sodio, 500 ml



HI4016 es una botella de 500 ml de solución estándar de sodio de calidad superior.

Los estándares de Hanna ISE tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta. Las botellas son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución estándar. La línea de estándares de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Diferentes modeos, según rango:  
Estándar de sodio 0.1M, 10 mg/L, 100 mg/L, 1000 mg/L
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Número de lote y fecha de vencimiento impresa en cada etiqueta.

Referencia: -