

Solución ISA alcalina para electrodos ISE de Amoníaco y Cianuros, 500 ml



HI4001-00 es una botella de 500 ml de solución de ajuste de fuerza iónica alcalina (ISA) para usar con electrodos selectivos de iones de amoníaco y cianuro. Las soluciones ISA de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Requerido para mediciones de ISE de amoníaco y cianuro
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Números de lote claramente marcados y fecha de vencimiento

Referencia: -