

## Solución ISA para electrodo ISE de Potasio, 500 ml



HI4014-00 es una botella de 500 ml de solución de ajuste de fuerza iónica (ISA) para usar con electrodos selectivos de iones de potasio.

Las soluciones ISA de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Formulado para las mediciones de potasio
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Números de lote claramente marcados y fecha de vencimiento

Referencia: -