

## Solución ISA para electrodos ISE de Haluros, 500 ml



HI4000-00 es una botella de 500 ml de solución de ajuste de fuerza iónica (ISA) para usar con electrodos selectivos de bromuro, cadmio, cloruro, cúprico, yoduro y iones de plata / sulfuro.

Las soluciones ISA de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Requerido para mediciones de haluros ISE
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Números de lote claramente marcados y fecha de vencimiento

Referencia: -