

Solución ISA para eliminación de interferencias en la medida de Nitratos, 500 ml



HI4013-06 es una botella de 500 ml de solución ISA supresora de interferencias de nitrato para usar con electrodos selectivos de iones de nitrato.

Las soluciones ISA de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Formulado para mediciones de nitrato con iones interferentes.
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Números de lote claramente marcados y fecha de vencimiento

Referencia: -