

## Solución limpieza de cubetas, 230 ml



Para que asegurar la correcta medida de los medidores de bolsillo Checker HANNA, el vidrio de las cubetas debe estar limpio y libre de marcas

- Solución de 230 ml
- Aconsejable su uso junto a paño de limpieza HI731318

Referencia: -

|                         |          |   |
|-------------------------|----------|---|
| tamaño                  | 230 ml   |   |
| Paquete                 | botellas |   |
| Cantidad                |          | 1 |
| Certificado de análisis | No       |   |