

Solución limpieza electrodos para depósitos de suelo (agricultura) 25 bolsas de 20 ml



HI700663P es una solución de limpieza altamente efectiva disponible en sobres de 20 ml fáciles de usar, especialmente formulados para **electrodos de pH utilizados en la agricultura**.

Los electrodos se ensucian por el uso y producirán resultados inexactos incluso si se leen correctamente en un tampón de pH. Las soluciones de limpieza de HANNA eliminan las impurezas y los residuos que quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en las muestras durante la medición o cuando se almacenan incorrectamente.

Todas las soluciones de limpieza vienen en una **botella hermética** con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad y la frescura. En la botella se marca un número de lote y una fecha de vencimiento.

Referencia: -

Descripción	Solución de limpieza para depósitos de suelo (agricultura).	
Paquete	bolsitas	
tamaño	20 ml	
Cantidad		25
Certificado de análisis	No	

