

## Solución para ISE Cloruros para el multiparamétrico HI9829



Soluciones de calibración de cloruro de 10 ppm y/o 100 ppm (mg/L). Estos estándares se utilizan para calibrar el ISE de cloruro HI7609829-11. Cada sobre tiene marcados el número de lote y la fecha de vencimiento. El sobre está hecho de un bloque liviano y una lámina hermética que garantiza la frescura cada vez que se usa uno.

- Caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación del sobre sin abrir
- Pre-mezclado al valor estándar exacto
- pH y fuerza iónica estabilizada
- Número de lote y fecha de vencimiento de cada sobre

**Las soluciones HI9829-12** contienen 25 sobres cada estándar de calibración de cloruro de 10 ppm. Cada sobre contiene aproximadamente 20 ml de tampón.

**Las soluciones HI9829-12/13** contienen 10 sobres cada estándar de calibración de cloruro de 10 ppm y 100 ppm. Cada sobre contiene aproximadamente 20 ml de tampón.

Referencia: -

Referencia	HI9829-12	HI9829-12/13
<b>Rango ISE Cloruros</b>	10 mg/L	10 mg/L y 100 mg/l
<b>Cantidad</b>	25 sobres	10 sobres de cada