

Solución para ISE Nitratos para el multiparamétrico HI9829



Soluciones de calibración para ISE Nitratos para utilizar con el medidor multiparamétrico HI9829.

- **HI9829-14:** 25 sobres de solución SOLO 10 mg/L.
- **HI9829-14/15:** 10 sobres de 10mg/l y 10 de 100mg/l

Referencia: -

Referencia	HI9829-14	HI9829-14/15
Rango ISE Nitratos	10 mg/L	10 mg/L y 100 mg/l
Cantidad	25 sobres	10 sobres de cada