

Solución Tampón pH 10,01



Solución tampón de pH de 10,01. Una de las soluciones tampón más utilizadas, es extremadamente estable y representa el punto intermedio en el rango alcalino de la escala de pH, ideal para aquellos que requieren una lectura precisa, particularmente aquellos donde se espera que el pH sea alcalino.

Las soluciones tampón técnicas de pH 10,01 de calidad superior, se suministra con un Certificado de Análisis trazable al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

Las soluciones tampón Milsimales tienen una resolución mayor (0.001) para mediciones de pH más precisas.

Disponible en distintos formatos, 230 mL, 500 mL, en sobres de 20mL, certificadas. Además pueden ser estándar, técnicas o milesimales.

Referencia: -

| | | |
|-------------------------|------------------------|---|
| Exactitud | Estándar ± 0.01 pH | |
| Valor de pH a 25 °C | 10.01 | |
| Paquete tamaño | botellas | |
| Cantidad | 230 ml | 1 |
| Certificado de análisis | No | |