

## Solución Tampón pH 8,20



Solución tampón de pH de 8,20, es muy estable y permite realizar calibraciones en puntos intermedios en pH 7 y pH10.

Las soluciones tampón técnicas de pH 8,20 de calidad superior, se suministra con un Certificado de Análisis trazable al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

Las soluciones tampón Milesimales tienen una resolución mayor (0.001) para mediciones de pH más precisas.

Diferentes presentaciones disponibles, 230mL, 500mL, sobres de 20mL, certificadas, con precisión milesimal.

Referencia: -