

Solución Tampón técnica pH 3,00



Solución tampón de pH de 3,00. Esta solución de tampón de pH 3,00 le permite calibrar su sistema de medición en el rango de pH ácido y colocar sus muestras ácidas entre corchetes utilizando un segundo valor a pH 4,01 o cercano a pH 7,01

Logre lecturas de pH precisas y verifique que su medidor y electrodo funcionen correctamente con las soluciones tampón Hanna.

Las soluciones tampón técnicas de pH 3.00 de calidad superior, se suministra con un Certificado de Análisis trazable al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

Las soluciones tampón Milesimales tienen una resolución mayor (0.001) para mediciones de pH más precisas.

Disponible en:

HI5003: Botella 500ml

HI6003: Botella 500ml (Milesimal)

HI50003-02: 25 bolsas de 20 ml (Técnica)

Referencia: -

Exactitud	Técnico ± 0.01 pH
Valor de pH a 25 °C	3.00
Paquete tamaño	botellas 500 ml

Cantidad		1
Certificado de análisis	Sí	