

Solución Tampón técnica pH 5,00



Solución de calibración técnica de pH 5,00.

- Se suministra con un Certificado de Análisis trazable al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).
- Número de lote y la fecha de vencimiento marcados en la etiqueta.
- Herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución.
- Precisión de $\pm 0,01$ pH.

Diferentes presentaciones disponibles, sobres 20 ml, botella de 500 ml o 1 l.

Referencia: -