

## Solución TISAB III concentrada para electrodo ISE Fluoruros, 500 ml



HI4010-06 es una botella de 500 ml de solución concentrada de TISAB III para uso con electrodos selectivos de ión fluoruro.

Las soluciones ISA de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de soluciones de Hanna se ha formulado especialmente para que tenga una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación de una botella sin abrir.

- Formulado para mediciones de fluoruro
- Botella estanca al aire con precinto de seguridad.
- Números de lote claramente marcados y fecha de vencimiento

Referencia: -