

## Solución verificación para checker Calcio Agua Marina (200 a 600 ppm)



El HI758-11 es un conjunto de verificación de calibración que permite al usuario de manera sencilla validar el *Checker de Calcio para agua marina (200 a 600 ppm)*. Se suministra con certificado de análisis que proporciona: número de lote, código de producto y fecha de caducidad.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 400 +/- 20 ppm de calcio a 25 °C
- Reutilizable

El HI758-11 incluye una cubeta sellada para poner a cero el medidor y, una cubeta coloreada con una muestra de calcio equivalente de 400 +/- 20 ppm a 25 °C para validar.

Referencia: -