

Solución verificación para checker Color del Agua (0 a 500 PCU)



El HI727-11 es un conjunto de verificación de calibración que permite al usuario de manera sencilla validar el *Checker de color del agua (0 a 500 PCU)*. Se suministra con certificado de análisis que proporciona: número de lote, código de producto y fecha de caducidad.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 150 +/- 15 PCU a 25 °C
- Reutilizable

El HI727-11 incluye una cubeta sellada para poner a cero el medidor y, una cubeta coloreada con una muestra equivalente de 150 +/- 15 PCU a 25 °C para validar.

Referencia: -