

Solución verificación para Checker Dureza Cálcica



El HI720-11 es un conjunto de verificación de calibración que permite al usuario de manera sencilla validar el *Checker de dureza cálcica* (0,00 a 2,70 ppm). Se suministra con certificado de análisis que proporciona: número de lote, código de producto y fecha de caducidad.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 75 +/- 5 ppm de nitrito a 25 °C
- Reutilizable

El HI720-11 incluye una cubeta sellada para poner a cero el medidor y, una cubeta coloreada con una muestra equivalente de 1.50 ± 0.25 ppm de CaCO_3 a 25 °C para validar.

Referencia: -