

Solución verificación para checker Nitritos rango bajo (0 a 600 ppb)



El HI707-11 es un conjunto de verificación de calibración que permite al usuario de manera sencilla validar el *Checker de nitritos de rango bajo (0 a 600 ppb)*. Se suministra con certificado de análisis que proporciona: número de lote, código de producto y fecha de caducidad.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 100 +/- 10 ppb de nitrito a 25 °C
- Reutilizable

El HI707-11 incluye una cubeta sellada para poner a cero el medidor y, una cubeta coloreada con una muestra de nitrito equivalente de 100 +/- 10 ppb a 25 °C para validar.

Referencia: -