

## Sonda CE/ TDS 4 anillos, sensor interno temperatura y cable 1 metro



Sonda de conductividad y de total sólidos disueltos con cuatro anillos de platino, muy resistente a productos químicos fuertes.

Para los medidores de laboratorio de la Serie 5000 y para la Serie 6000 de HANNA.

- Cuerpo de polieterimida (PEI)
- Compensación automática de temperatura
- Calibración automática CE

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad del electrodo.

Referencia: -