

Sonda CE/TDS con sensor temperatura para minicontroladores BL983313/15/19/20/21/22/24/29



Es una sonda de conductividad y Solidos disueltos totales para mini controladores (BL983313/ BL983320/ BL983322) (BL983315/ BL983319/ BL983321/ BL983329) (BL983324) con sensor interno de temperatura, 3 bares de presión y 2 metros de cable

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad del electrodo.

Referencia: -

Longitud del cable	2 m, 4 m y 5 m según la selección
Longitud de la sonda	64 mm
Conexión	½ "roscado