

Sonda galvánica Oxígeno Disuelto, sensor temperatura conector DIN



Es una sonda galvánica de oxígeno disuelto para el medidor de oxígeno HI8410 con sensor interno de temperatura y conexión DIN.

Dependiendo de los metros de cable que tenga:

- HI76410/4: 4m de cable
- HI76410/10: 10m de cable
- HI76410/30: 30 m de cable

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad del electrodo.

Referencia: -

Tipo de sensor	Termistor NTC
Descripción	DO galvánico
Tipo de sensor de temperatura	Termistor
Sensor de temperatura	Sí
Cable	4m, 10m y 30m
tipo de conector	DIN
Amplificador	No