

Sonda de temperatura, Pt100 para aire/ gases



Sonda de temperatura, Pt100 para mediciones de aire y gas.

- Rango: -30 a 350°C
- Tiempo de respuesta: 30 segundos
- 1 m de cable
- Dimensiones: 100mm largo X 3mm diámetro
- Cuerpo de la sonda: Acero inoxidable AISI 316

Referencia: -

Tiempo de respuesta	30 segundos
Longitud de la sonda	205 mm
Cuerpo material	Acero inoxidable AISI 316
Tipo de sensor	Pt100
Distancia	-30 a 350 ° C
Precisión de la sonda	± 0.25 ° C $\pm 3\%$ de la lectura
Mango de la sonda	Carilon®
Error de intercambio	± 0.2 ° C
Diámetro	3 mm
Cable	1 m
Aplicaciones	aire, gases