


Sonda Termistor NTC de hilo, sin mango



Es una sonda de temperatura NTC termistor con un rango entre -50°C y 150°C . Indicado acceder a lugares difíciles.

- Cuerpo de la sonda de acero inoxidable
- Sin mango

HI762W: 1m cable

HI762W/10: 10m cable

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

Tiempo de respuesta	6 segundos (90% del valor final)
Cuerpo material	Acero inoxidable AISI 316
Tipo de sensor	Termistor NTC
Distancia	-50 a 150°C (-58 a 302°F)
Precisión de la sonda	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.4^{\circ}\text{F}$)
Mango de la sonda	abdominales
Error de intercambio	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.4^{\circ}\text{F}$)
Aplicaciones	Zonas de difícil acceso