

## Sonda Termistor NTC de penetración, usos generales



Es una sonda de temperatura NTC termistor de penetración con un rango entre  $-50^{\circ}\text{C}$  y  $150^{\circ}\text{C}$ . Indicado para usos generales.

- Cuerpo de la sonda de acero inoxidable
- 1m de cable

HI762PW: Mango color blanco  
HI762PBL mango color azul

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

Tiempo de respuesta	6 segundos (90% del valor final)
Cuerpo material	Acero inoxidable AISI 316
Tipo de sensor	Termistor NTC
Distancia	$-50$ a $150$ ° C
Exactitud de la sonda	$\pm 0.2$ ° C
Mango de la sonda	abdominales
Error de intercambio	$\pm 0.2$ ° C
Cable	1 m
Aplicaciones	Productos líquidos, semisólidos.
Garantía	6 meses

