

## Sonda Termistor NTC para líquidos/aire



Es una sonda de temperatura NTC termistor con sonda de acero inoxidable y un rango entre  $-50^{\circ}\text{C}$  y  $150^{\circ}\text{C}$ . Indicado para muestras líquidas.

Con mango color blanco:

HI762L: 1m cable

HI762L/2: 2m cable

HI762L/10: 10m cable

HI762BL mango color negro y 1 m de cable

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

Tiempo de respuesta	6 segundos (90% del valor final)
Cuerpo material	Acero inoxidable AISI 316
Tipo de sensor	Termistor NTC
Distancia	$-50$ a $150^{\circ}\text{C}$
Precisión de la sonda	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
Error de intercambio	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
Aplicaciones	aire liquido