

Sonda Termopar Tipo K aire/ gases, sin mango



Es una sonda de temperatura termopar tipo K con cuerpo de acero inoxidable para mango HI766HD para medidas de temperatura en aire y gases.

- Temperatura máxima 300°C
- Tiempo de respuesta 20 segundos
- Medidas L 250mm x 3mm diámetro

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

Temperatura máxima	300 ° C (570 ° F)
Tiempo de respuesta	20 segundos (90% del valor final)
Longitud de la sonda	250 mm
Cuerpo material	acero inoxidable
Diámetro	3 mm
Aplicaciones	aire, gases