

## Sonda Termopar Tipo K de penetración, usos generales



Es una sonda de temperatura termopar tipo K con cuerpo de acero inoxidable, mango y punta afilada para penetración en muestras semi-sólidas.

- Temperatura máxima 900°C
- Tiempo de respuesta 15 segundos
- 1 metro de cable color verde

HI766C; medidas de la sonda L 155mm x 3mm diámetro

HI766CL; medidas de la sonda L 310mm x 5mm diámetro

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

Temperatura máxima	900 ° C (1650 ° F)
Tiempo de respuesta	15 segundos (90% del valor final)
Longitud de la sonda	155 mm
Cuerpo material	acero inoxidable
Diámetro	3 mm
Cable	1 m
Aplicaciones	Carne, caucho, productos semisólidos.