


Sonda Termopar Tipo K para altas temperaturas, sin mango



vaina flexible, sin asa, con sonda de acero inoxidable

AISI 316. Diseñada para medir altas temperaturas.

- Temperatura máxima 1100°C

• Tiempo de respuesta 4 segundos

• 1 metro de cable

Medidas de la sonda: L 255mm x 1.5mm diámetro

Se suministra en una caja junto con el certificado de

calidad de la sonda.

Referencia: -

Temperatura máxima	1100 ° C (2000 ° F)
Tiempo de respuesta	4 segundos (90% del valor final)

Longitud de la sonda	255 mm
Cuerpo material	Acero inoxidable AISI 316
Diámetro	1.5 mm
Cable	1 m
Aplicaciones	altas temperaturas