

Sonda Termopar Tipo K para superficies



Es una sonda de temperatura termopar tipo K con cuerpo de acero inoxidable y mango. Está especialmente diseñada para tomar medidas en superficies calientes, hornos, moldes...

- Temperatura máxima 650°C
- Tiempo de respuesta 8 segundos
- 1 metro de cable color verde

Medidas de la sonda L 200mm x16mm diámetro.

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

Temperatura máxima	650 ° C (1200 ° F)
Tiempo de respuesta	8 segundos (90% del valor final)
Longitud de la sonda	200 mm
Cuerpo material	acero inoxidable
Diámetro	16 mm
Cable	1 m
Aplicaciones	Hornos, sólidos en caliente, moldes.