

Sonda Termopar Tipo K para superficies a 90 C



Es una sonda de temperatura termopar tipo K con cuerpo de acero inoxidable y mango. Está diseñada con un con ángulo de 90º para la toma de medidas en superficies difíciles de alcanzar.

- Temperatura máxima 450°C (*)
- Tiempo de respuesta 8 segundos
- 1 metro de cable color verde

Medidas de la sonda L 300mm x30mm diámetro

(*) El mango de la sonda no debe exceder nunca los 150°C para evitar posibles daños en la sonda

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

Temperatura máxima	450 ° C (840 ° F)
Tiempo de respuesta	8 segundos (90% del valor final)
Longitud de la sonda	300 mm
Cuerpo material	acero inoxidable
Diámetro	30 mm
Cable	1 m
Aplicaciones	superficies de difícil acceso