

Test Kit Acidez como CaCO₃ (0 a 100 - 0 a 500 mg/ L) 110 test



El HI3820 es un sencillo test kit que mide la acidez por valoración con hidróxido de sodio.

- 100 test
- Todos los reactivos vienen marcados con fecha de caducidad y número de lote
- Valoración manual con indicador de fenolftaleína o azul de bromofenol

El HI3820 se suministra con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar 110 pruebas.

Referencia: -

Rango	0 a 100 mg / L (ppm) CaCO ₃ ; 0 a 500 mg / L (ppm) CaCO ₃
Resolución	1 mg / L (rango de 0 a 100 mg / L) ; 5 mg / l (rango de 0 a 500 mg / l)
Método	naranja de metilo/fenolftaleína
Número de test	110
Tipo CTK	Valoración
Información sobre pedidos	El kit químico de pruebas HI3820 viene con 1 frasco gotero de reactivo (10 mL), 1frasco gotero de indicador azul de bromofenol (10 mL), 1frasco gotero de fenolftaleína (10 mL), 1 frasco de titulante para acidez HI3820-0 (120 mL), recipiente de10 mL, recipiente de 50 mL y una jeringa.