

Test Kit Ácido Ascórbico (10 a 200 mg/ L) 100 test



El HI3850 es un test kit que utiliza un método yodométrico para determinar la concentración de ácido ascórbico.

- 100 test
- Reactivo de recambio disponible
- Determina en contenido de Vitamina C de las bebidas

El HI3850 se suministra completo con todos los reactivos y el equipo necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

Referencia: -

Rango	10-200 mg / L (ppm)
Resolución	10 mg / l (ppm)
Método	Yodométrico
Número de test	100
Tipo CTK	Valoración
Información sobre pedidos	El HI3850 viene con una botella de 100 ml HI3850A-0 reactivo de ácido ascórbico A, 1 (25 ml) botella gotero Indicador de almidón, botella de 100 ml HI3850C-0 reactivo de ácido ascórbico C, 2 recipientes calibrados de 50 ml, 1 pipeta de plástico (3 ml) , 1 (1 mL) pipeta de plástico, 1 tubo de ensayo de plástico con tapa.