

Test Kit Alcalinidad Fenolftaleína y Total (0 a 100 - 0 a 300 mg / L) 110 test



Sencillo test kit de medida de alcalinidad.

- 100 test
- Dispone de recambio

El test kit HI3811 se suministra con indicador Fenolftaleína 10ml, indicador azul bromofenol 10ml, valorante de alcalinidad 120ml, vaso calibrado 10ml y 50ml, jeringa calibrada con punta.

Referencia: -

Distancia	0 a 100 mg / L (ppm) CaCO ₃ ; 0 a 300 mg / L (ppm) CaCO ₃
Resolución	1 mg / L (rango de 0 a 100 mg / L) 3 mg / L (rango de 0 a 300 mg / L)
Método	Titulación ácida usando fenolftaleína y azul de bromofenol
Número de test	110
Tipo CTK	Valoración
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI3811 viene con un indicador de fenolftaleína de 10 ml, un indicador de azul de bromofenol de 10 ml, un valorante de alcalinidad de 120 ml, un recipiente calibrado de 10 ml, un recipiente calibrado de 50 ml y una jeringa calibrada con punta.