

## Test Kit Amoníaco (NH<sub>3</sub>-N) agua dulce (0,0 a 3,0 mg/ L) 100 test



El HI38049 es un test kit que utiliza el método de Nessler para medir el amoníaco en agua dulce.

- 100 test
- Recambio de reactivos disponibles
- Checker Disc para una determinación más precisa

El HI38049 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

Referencia: -

Distancia	0.0 a 3.0 mg / L (ppm)
Método	Nessler
Incremento mas pequeño	0.1 mg / L (ppm)
Número de test	100
Tipo CTK	Disco del inspector
Peso	248 g
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI38049 viene con 1 gotero (20 ml) de reactivo de amoníaco 1, 1 (20 ml) gotero botella Nessler reactivo, 1 disco corrector, 2 viales de vidrio con tapas y 1 (3 ml) de pipeta de plástico.