

Test Kit Amoníaco (NH₃-N) agua salada (0,0 a 2,5 mg/ L) 25 test



El HI3826 es un test kit de prueba químico colorimétrico que mide el amoníaco en agua de mar usando el Método Nessler.

- 25 test
- Fácil uso
- Recambio disponible

Este test kit se suministra completo con todos los reactivos y el equipo necesarios para realizar aproximadamente 25 pruebas.

Referencia: -

Rango	0.0 a 2.5 mg / L (ppm)
Resolución	0.5 mg / l (ppm)
Método	Nessler
Número de test	25
Tipo CTK	Colorimétrico
Información sobre pedidos	El HI3826 viene con un vaso de precipitados de plástico de 20 ml, un cubo de comparación de colores, un reactivo de amoníaco 1 para gotero de 20 ml (para agua de mar) y un reactivo de Nessler para un cuentagotas de 20 ml.