

Test Kit Cloro Libre y pH (0,0 a 2,5 mg/ L - 6,0 a 8,5 pH) 50/ 100 test



Sencillo test kit colorimétrico de Cloro Libre y pH. El kit de pruebas HI3887 se suministra con 2 cubos de comparación de color, 1 bote de reactivo 1 de 20ml, 1 bote de reactivo 2 de 15ml, 1 bote de reactivo pH HI3881-0 de 25ml.

- 50 test de cloro libre y 100 test de pH
- Dispone de recambio
- Reactivos con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad

Referencia: -

ESPECIFICACIONES DE PH

| | |
|-------------------|-----------------|
| Distancia | 6.0 a 8.5 pH |
| Resolución | 0.5 pH |
| Método | indicador de pH |
| Número de pruebas | 100 |
| Tipo CTK | colorimétrico |

ESPECIFICACIONES DE CLORO LIBRE

| | |
|---------------------------|---|
| Distancia | 0.0 a 2.5 mg / L (ppm) |
| Resolución | 0.5 mg / l |
| Método | DPD |
| Número de test | 50 |
| Tipo CTK | colorimétrico |
| PRESUPUESTO | |
| Tipo CTK | Colorimétrico, Multiparámetro |
| Información sobre pedidos | El kit de prueba HI3887 viene con cubos de comparación de colores (2), 20 ml reactivo 1, 15 ml reactivo 2, 25 ml HI 3881-0 pH 6.0-8.5 reactivo. |