

Test Kit Cloro Total (0,0 a 4,0 - 0 a 20 mg/ L) 100 test



El HI38022 es un test kit que mide el cloro total de alto rango mediante titración yodométrica.

- 100 test
- Recambio de reactivos disponibles
- Valoración manual con indicador de almidón

El HI38022 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar 100 pruebas.

Referencia: -

Distancia	0.0 a 4.0 mg / L (ppm) y 0.0 a 20.0 mg / L (ppm)
Resolución	0.2 mg / L (ppm) en el rango de 0.0-4.0 y 1.0 mg / L en el rango de 0.0-20.0
Método	yodometrico
Número de test	100
Tipo CTK	Valoración
Peso	561 g
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI38022 viene con un frasco cuentagotas de 30 ml de solución de yoduro de potasio, reactivo sulfámico (100 paquetes), frasco cuentagotas de 25 ml de indicador de almidón, reactivo de tiosulfato de botella de 100 ml, 1 (50 ml) recipiente calibrado, 1 (20 ml) calibrado recipiente, 1 (3 ml) de pipeta de plástico, 1 (1 ml) de pipeta de plástico y una cuchara.