

## Test Kit Cloro Total (10 a 200 mg/ L) 100 test



El HI38023 es un test kit que mide el cloro total mediante titulación yodométrica.

- 100 test
- Medida rápida y sencilla
- Reactivo de recambio disponible

El HI38023 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

Referencia: -

Distancia	10 a 200 mg / l (ppm)
Resolución	10 mg / l (ppm)
Método	yodometrico
Número de test	100
Tipo CTK	Valoración
Peso	547 g
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI38023 viene con 30 ml de solución de yoduro de potasio, reactivo sulfámico (100 paquetes), indicador de almidón de 25 ml, reactivo de tiosulfato de 100 ml, recipiente calibrado de 50 ml, jeringa de 1 ml con punta, pipeta de plástico de 1 ml y cuchara.