

Test Kit Cloruros Cl (500 a 10000 - 5000 a 100000 mg/ L) 100 test



Este producto es exclusivamente para uso profesional, contiene sustancias peligrosas, consulte las fichas de seguridad antes de su manipulación.

El HI38015 es un test kit que mide el cloruro por titración con nitrato de plata.

- 100 tests
- Cubo de comparación de colores para determinación simple
- Reactivos de recambio disponibles

El HI38015 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar 100 pruebas.

Referencia: -

| | |
|---------------------------|--|
| Distancia | 500 a 10000 mg / L (ppm) y 5000 a 100000 mg / L (ppm) Cl- |
| Resolución | 100 mg / L (rango de 500 a 10000 mg / L) y 1000 mg / L (rango de 5000 a 100000 mg / L) |
| Método | nitrato de plata |
| Número de test | 100 |
| Tipo CTK | Valoración |
| Peso | 664g |
| Información sobre pedidos | El kit de prueba HI38015 viene con una botella de 100 ml. HI38015A-0, 2 (25 ml) frascos cuentagotas de HI38015B-0 indicador de cromato de potasio, botella de 100 ml. HI38015C-0 solución de nitrato de plata, botella de desmineralizador con tapa, 50 ml de recipiente calibrado, 1 (3 ml) pipeta de plástico, 1 (1 ml) de pipeta de plástico, 1 cepillo, 2 jeringas con puntas. |