

Test Kit combinado para acuicultura (Alcalinidad/ Dióxido Carbono/ Dureza/ OD/ pH/ Salinidad)



El HI3823 es un test kit para la determinación de seis parámetros comúnmente controlados en las pruebas de acuicultura: alcalinidad, dióxido de carbono, dureza, oxígeno disuelto, pH y salinidad.

- Rápido y sencillo
- 100 test de cada parámetro
- Estuche de transporte resistente

Este kit está equipado con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar más de 100 pruebas para cada parámetro. El pH se obtiene con el medidor electrónico pHep de Hanna, lo que garantiza una mayor exactitud y una vida más larga que la del papel tornasol tradicional.

Referencia: -

Especificaciones de pH	
Rango	0.0 a 14.0 pH
Resolución	0.1
Método	N / A
Número de test	vida del medidor
Tipo CTK	medidor de pH digital
Especificaciones de alcalinidad	
Rango	0 a 100 mg / L (ppm) CaCO ₃ ?; 0 a 300 mg / L (ppm) CaCO ₃ ?
Resolución	1 mg / L (rango de 0 a 100 mg / L); 3 mg / L (rango de 0 a 300 mg / L)
Método	fenolftaleína / bromofenol azul
Número de test	110
Tipo CTK	valoración
Especificaciones de dióxido de carbono	
Rango	0.0 a 10.0 mg / L (ppm) CO ₂ ?; 0.0 a 50.0 mg / L (ppm) CO ₂ ?; 0 a 100 mg / L (ppm) CO ₂ ?
Resolución	0,1 mg / l (rango de 0,0 a 10,0 mg / l); 0.5 mg / L (rango de 0.0 a 50.0 mg / L); 1 mg / L (rango de 0 a 100 mg / L)
Método	fenolftaleína
Número de test	110
Tipo CTK	valoración
Especificaciones de oxígeno disuelto	
Rango	0.0 a 10.0 mg / L (ppm) O ₂ ?
Resolución	0.1 mg / l

Método	Winkler modificado
Número de test	100
Tipo CTK	valoración
Especificaciones de dureza	
Rango	0,0 a 30,0 mg / l (ppm) de CaCO ₃ ; 0 a 300 mg / L (ppm) CaCO ₃
Resolución	0.3 mg / L (rango de 0.0 a 30.0 mg / L); 3 mg / L (rango de 0 a 300 mg / L)
Método	EDTA
Número de test	100
Tipo CTK	valoración
Especificaciones de salinidad	
Rango	0.0 a 40.0 g / kg
Resolución	0.4 g / kg
Método	nitrato mercúrico
Número de test	110
Tipo CTK	valoración
Especificaciones generales	
Tipo CTK	Titulación, Multiparámetro
Dimensiones	440 x 330 x 100 mm
Peso	2.3 kg
Información sobre pedidos	El test kit HI3823 incluye todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar más de 100 test para cada parámetro, medidor de pH electrónico, estuche rígido e instrucciones.