

Test Kit Dioxido de Carbono (0,0 a 10,0 - 0,0 a 50,0 - 0 a 100 mg/ L) 110 test



Medidor para el análisis de dióxido de carbono (como CO₂). Se suministra con el material y reactivo necesario para realizar aproximadamente 100 pruebas.

- Rango: 0.0-10.0 mg/L (ppm); 0.0-50.0 mg/L (ppm); 0-100 mg/L (ppm)
- Fácil de usar
- Rápidos resultados, indicando valores orientativos por reacción del elemento nutriente con un reactivo químico que genera color
- Disponibilidad de reactivos de recambio

Referencia: -

Distancia	0.0 a 10.0 mg / L (ppm) CO ₂ ?; 0.0 a 50.0 mg / L (ppm) CO ₂ ?; 0 a 100 mg / L (ppm) CO ₂ ?
Resolución	0,1 mg / l (rango de 0,0 a 10,0 mg / l); 0,5 mg / L (rango de 0.0 a 50.0 mg / L); 1 mg / L (rango de 0 a 100 mg / L)
Método	fenolftaleína
Número de test	110
Tipo CTK	Valoración
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI3818 viene con 1 (10 ml) indicador de fenolftaleína en frasco gotero, 120 ml de reactivo de dióxido de carbono, 10 ml de recipiente calibrado, 50 ml de recipiente calibrado y jeringa calibrada.