

## Test Kit Dureza Total CaCO<sub>3</sub> (0 a 30 gpg) 100 test



El HI38033 es un test kit que mide la dureza total como CaCO<sub>3</sub> por titración con EDTA.

- 100 test
- Recambio de reactivos disponibles
- Valoración manual realizada con indicador de color

El HI38033 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

Referencia: -

Distancia	0 a 30 gpg CaCO <sub>3</sub>
Resolución	1 gpg
Método	EDTA
Número de test	100
Tipo CTK	Valoración
Peso	457 g
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI38033 viene con 30 ml de solución tampón, 10 ml de indicador calmagita, 75 ml de solución EDTA (2), vaso de plástico con tapa de 20 ml y pipeta de plástico de 1 ml.

