

Test Kit Glicol (Presente/ Ausente) 25 test



El HI3859 es un kit de prueba química que utiliza un método visual para determinar la presencia de glicol.

El Test kit de glicol HI3859 se suministra completo, con reactivo para 25 test.

- Reacción simple en dos pasos para indicación visual de glicol.

Referencia: -

| | |
|---------------------------|--|
| Rango | El test detecta trazas de glicol por encima de 30 ppm |
| Método | Apariencia de color |
| Número de test | 25 |
| Tipo CTK | Otro (Visual) |
| Información sobre pedidos | El kit HI3859 viene con 125 ml de reactivo de glicol A, 25 paquetes de reactivo de glicol B, 25 paquetes de reactivo de glicol C, 25 ml de glicol estándar 0,025%, pipeta de plástico de 3 ml, pipetas de plástico de 1 ml (25), viales de vidrio de 10 ml con tapones (|

2), y pincel.