

## Test Kit Hierro, 100 test



HI38039, HI38040 y HI38041 son test kits que utilizan el método de la fenantrolina para medir el hierro II/III en los diferentes rangos.

- Test kit de hierro (rango bajo) HI38039: 0.00 a 1.00 mg / L
- Test kit de hierro (rango medio) HI38040: 0.0 a 5.0 mg / L
- Test kit de hierro (rango alto) HI38041: 0.0 a 10.0 mg / L

Se suministran completos con todos los reactivos y equipos necesarios, incluido el disco Checker®. El disco Checker® hace que la determinación de concentración sea más precisa y fácil que un comparador de color típico. Los 3 kits contienen suficientes reactivos para realizar 100 pruebas.

Referencia: -

Especificaciones	Rango bajo	Rango medio	Rango alto
Rango	0,00 a 1,00 mg/L (ppm)	0,00 a 5,00 mg/L (ppm)	0,00 a 10,00 mg/L (ppm)
Resolución	0,02 mg/L	0,1 mg/L (ppm) Medio	0,2 mg/L (ppm) Medio
Método	fenantrolina	fenantrolina	fenantrolina
Numero de test	100	100	100
Tipo de CTK	Checker Disc Colorimetría	Checker Disc Colorimetría	Checker Disc Colorimetría
Reactivo	HI38039-100 rango bajo	HI38040-100 rango medio	HI38041-100 rango alto
Información sobre pedidos	Los kit de prueba vienen con 100 paquetes de reactivo de hierro, disco de comprobación, viales de vidrio con tapas (2) y 3 mL pipeta de plástico (1)		