

Test Kit Nitratos NO₃-N agua de riego y suelo (agua 0 a 50 - suelo 0 a 60 mg/ L) 100/100 test



El test kit HI38050 utiliza el método de reducción de cadmio para medir el nitrato.

- 200 test
- Reactivos de reemplazo disponibles
- Checker disc ® para una determinación más precisa

El HI38050 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 200 pruebas.

Referencia: -

Distancia	agua: 0 a 50 mg / L (ppm) NO ₃ -N suelo: 0 a 60 mg / L (ppm) NO ₃ -N
Resolución	agua: 1 mg / l (ppm); suelo: 2 mg / l (ppm)
Método	fenantrolina
Número de test	200
Tipo CTK	Colorimetrico
Peso	1026 g
Información sobre pedidos	El kit de prueba HI38050 viene con 200 paquetes de reactivo de nitrógeno, disco de control, frascos de vidrio con tapas (2), 10 g de sulfato de calcio, botella de desmineralizador con tapa de filtro para 12 l, tamiz de suelo, tubo de prueba de plástico de 50 ml con tapa de rosca, embudo grande, 100 discos de filtro de papel, cepillo, recipientes calibrados de 50 ml (2), vaso de muestra de 2 g, pipeta de plástico de 3 ml y cucharas (2).