

## Test Kit Nitritos NO<sub>2</sub>-N (0,0 a 1,0 mg/ L) 100 test



El HI3873 es un test kit que utiliza el método del ácido cromotrópico para medir el nitrito.

- 100 test
- Recambio de reactivo disponible
- Cubo de comparación de colores para determinación simple

El HI3873 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar aproximadamente 100 pruebas.

Referencia: -

Rango	0.0 a 1.0 mg / L (ppm) NO <sub>2</sub> -N
Resolución	0.2 mg / L (ppm)
Método	ácido cromotrópico
Número de test	100
Tipo CTK	Colorimétrico
Información sobre pedidos	El test kit HI3873 viene con 100 paquetes de reactivo de nitrito, cubeta de vidrio y cubo de comparación de colores.